

ACCU-CHEK® Spirit

Картридж-система Accu-Chek Spirit (Акку-Чек Спїрїт) 3,15 мл














Призначення

Картридж-система Accu-Chek Spirit (Акку-Чек Спїрїт) 3,15 мл є резервуаром для інсуліну та може використовуватися разом із відповідними інсуліновою помпою Accu-Chek (Акку-Чек) та інфузійним набором Акку-Чек, що має стандартний з'єднувач Люера.



- Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням картридж-системи. Також ознайомтеся з інструкціями викладеними у керівництві користувача до інсулінової помпи й інфузійного набору.
- Картридж-система містить дрібні деталі. Ковтання дрібних деталей становить небезпеку задущення. Тримайте всі компоненти картридж-системи в місцях, недоступних для осіб (наприклад, малих дітей), які не усвідомлюють небезпеку і можуть покласти до рота дрібні деталі.





	Увага! Дотримуйтесь вказівок із техніки безпеки, наведених в інструкції із застосування для даного виробу.
	Не використовувати, якщо упаковку пошкоджено
	Лише для одноразового використання
	Берегти від вологи
	Зберігати в місці, захищеному від сонячного світла
	Використати до
STERILE EO	Стерилізовано із застосуванням оксиду етилену
REF	Номер за каталогом
LOT	Код партії
GTIN	Міжнародний торговий ідентифікаційний номер
	Виробник
CE 0123	Цей виріб відповідає вимогам Директиви Ради ЄС 93/42/ЄЕС щодо медичного обладнання.

Rx only

Made in Poland

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO and AKKY-CHEK are trademarks of Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care

In US distributed by:

Roche Diabetes Care Inc. Indianapolis, IN 46256, USA Toll Free 1-800-280-7801

Вироблено у Польщі

Дистрибутор: / Виробник:
«Рош Діабетес Кеа ГмбХ»,
Зандгофер Штрассе 116
68305, Мангайм, Німеччина
www.accu-check.com



Roche Diabetes Care GmbH «Рош Діабетес Кеа ГмбХ»,
Sandhofer Strasse 116 Зандгофер Штрассе 116
68305 Mannheim, Germany 68305 Мангайм, Німеччина
www.accu-check.com

CE 0123



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Рош Україна»,
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх.
E-mail: ukraine.accu-check@roche.com

UA.TR.116

Офіційний імпортер:
ТОВ «Діалог Діагностікс»,
Україна, 04205, м. Київ, проспект Оболонський 32.
Телефон гарячої лінії 0 800 300 540.
E-mail: info@dialogd.com